


Cewniki naczyniowe do embolektomii

Jednokanałowe irygacyjne
bez balonu



W zestawie strzykawka z końcówką Luer-Lock



Cewnik dostarczany jest w sztywnym, sterylnym opakowaniu


Cewniki naczyniowe do embolektomii

Jednokanałowe irygacyjne bez balonu

Cewniki służą do usuwania świeżych, miękkich zatorów z naczyń krwionośnych układu tętniczego.

Cewniki są jałowymi wyrobami medycznymi, jednorazowego użycia. Cewniki są widoczne w obrazowaniu rentgenowskim oraz są w pełni biokompatybilne.

Cewniki charakteryzują się bezpiecznym i łatwym wprowadzaniem do naczyń krwionośnych układu tętniczego. Symetryczność naprężonego balonu zapewnia mu jednolity kontakt ze ścianami naczynia krwionośnego i umożliwia bezpieczne, precyzyjne usuwanie zatorów z układu tętniczego.



- 1 – Dren cewnika
- 3 – Kody długości
- 3 – Końcówka Luer-Lock
- 4 – Mandryn cewnika
- Elementy 1 i 2 tworzą część roboczą cewnika

Specyfikacja techniczna cewników naczyniowych do embolektomii – jednokanałowych irygacyjnych, bez balonu

REF	Rozmiar	Maks. średnica cewnika	Długość części roboczej	Kolor znacznika konfiguracji końca distalnego
EP380	3F	1,0 (mm)	76 (cm)	Zielony
EP480	4F	1,35 (mm)		Czerwony
EP580	5F	1,7 (mm)		Biały
EP680	6F	2,0 (mm)		Niebieski
EP780	7F	2,3 (mm)		Żółty
EP880	8F	2,7 (mm)		Brązowy
EP980	9F	3,0 (mm)		Fioletowy
EP1080	10F	3,3 (mm)		Szary

W sprzedaży dostępne są również cewniki o innej specyfikacji technicznej.

Wszystkich informacji dotyczących wyrobów oraz sposobu ich zakupu udziela dział handlowy firmy HAGMED.



HAGMED Sp. z o.o. sp. k.

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 32
Tel. 46 814 44 29; Fax. 46 814 48 05
e-mail info@hagmed.com www.hagmed.com

Wydanie: EP/1/2021/PL