


Zestaw do pobierania materiału genetycznego DNA

Typ GA02

Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym



Zestaw do pobierania materiału genetycznego DNA

Typ GA02

Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym

Skład zestawu:

- Formularz sprawozdania z badania 1 szt.
- Sterylne rękawice lateksowe rozmiar L 2 pary
- Wymazówki do wymazów z pochwy/napletka . . 2 szt.
- Wymazówki do wymazów z odbytu 2 szt.
- Wymazówki do wymazów z jamy ustnej 2 szt.
- Wymazówki do wymazów z części ciała 4 szt.
- Aplikatory do wyskrobin spod paznokci 10 szt.
- Grzebień do wyczesywania włosów 2 szt.
- Sterylna pęseta plastikowa 1 szt.
- Ampułka z wodą dejonizowaną 1 szt.
- Torebki osuszające 15 szt.
- Banderole zabezpieczające 3 szt.

Przeznaczenie

Zestaw przeznaczony jest do pozyskania materiału biologicznego DNA od osób podejrzanych o przestępstwo, bądź pobrania i zabezpieczenia materiałów biologicznych ze śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa, wszelkiego rodzaju wydzieliny, krew, włosy oraz inne materiały mogące zawierać materiał biologiczny np. Niedopałki papierosa, guma do żucia itp.

Zestaw może służyć jako narzędzie do pozyskania materiału biologicznego w celu ustalenia ojcostwa, do identyfikacji zwłok itp.

Bezpieczeństwo

Zestaw chroni osobę pobierającą materiał genetyczny przed przypadkowym zarażeniem się chorobami zakaźnymi np. HIV, żółtaczka itp.

Wiarygodność

Pobrane do badań próbki transportowane są do laboratorium w specjalnych opakowaniach posiadających najwyższy poziom zabezpieczeń (Debatape plus) wykluczający nieautoryzowane otwarcie pobranej próbki i ingerencje osób postronnych na jej cechy w czasie transportu i magazynowania, co stanowi dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości kluczową rolę.

Unikatowa identyfikacja próbki

Każdy zestaw wyposażony jest w zestaw (21 sztuk) kodów kreskowych służących do jednoznacznego i niepowtarzalnego oznaczenia pobranego materiału, dokumentacji i opakowań transportowych, co wyklucza możliwość powstania pomyłki lub zamiany pobranych próbek.

Transport

Pobrane, oznaczone i zapakowane zgodnie z instrukcją próbki mogą być transportowane i magazynowane w warunkach otoczenia, bez konieczności ich zamrażania.

Wyrób jednorazowego użytku o czystości biologicznej PRC Clean.

Produkowany zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, MDD 93/42 EEC.

Zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie pd nr PL/ZL 000040.

W sprzedaży dostępne są również zestawy o innej specyfikacji technicznej.

Wszystkich informacji dotyczących wyrobów oraz sposobu ich zakupu udziela dział handlowy firmy HAGMED.



HAGMED Sp. z o.o. sp. k.

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 32
Tel. 46 814 44 29; Fax. 46 814 48 05
e-mail info@hagmed.com www.hagmed.com

Wydanie: GA02/1/2021/PL