




HAGMED

Cewniki naczyniowe do embolektomii

dwukanałowe z otworem centralnym
z balonem lateksowym



W zestawie strzykawka z końcówką Luer-Lock


Cewniki naczyniowe do embolektomii

Dwukanałowe z otworem centralnym z balonem lateksowym

Cewniki służą do usuwania świeżych, miękkich zatorów z naczyń krwionośnych układu tętniczego, okluzji naczyń krwionośnych układu tętniczego oraz aspiracji krwi z naczyń krwionośnych układu tętniczego

Cewniki są jałowymi wyrobami medycznymi, jednorazowego użycia. Cewniki są widoczne w obrazowaniu rentgenowskim oraz są w pełni biokompatybilne.

Cewniki charakteryzują się bezpiecznym i łatwym wprowadzaniem do naczyń krwionośnych układu tętniczego. Symetryczność naprężonego balonu zapewnia mu jednolity kontakt ze ścianami naczynia krwionośnego i umożliwia bezpieczne, precyzyjne usuwanie zatorów z układu tętniczego.



- 1 – Balon
- 3 – Dren cewnika
- 3 – Kody długości
- 4 – Złącze cewnika
- 5 – Końcówka Luer-Lock (DISTAL)
- 6 – Końcówka Luer-Lock (BALON)
- Elementy 1, 2 i 3 tworzą część roboczą cewnika

Specyfikacja techniczna cewników naczyniowych do embolektomii – dwukanałowe z otworem centralnym z balonem lateksowym

REF	Rozmiar	Maks. średnica cewnika	Maks. średnica balonu	Długość części roboczej (mm)	Kolor końcówki Luer-Lock oraz złącza	Rekomendowany przewodnik (cale)
EDC 340	3F	1,4 (mm)	5 (mm)	40	Zielony	0,018
EDC 380	3F	1,4 (mm)	5 (mm)	80		
EDC 440	4F	1,75 (mm)	8 (mm)	40	Czerwony	0,025
EDC 480	4F	1,75 (mm)	8 (mm)	80		
EDC 540	5F	2,1 (mm)	10 (mm)	40	Biały	0,025
EDC 580	5F	2,1 (mm)	10 (mm)	80		
EDC 640	6F	2,4 (mm)	12 (mm)	40	Niebieski	0,035
EDC 680	6F	2,4 (mm)	12 (mm)	80		
EDC 740	7F	2,7 (mm)	14 (mm)	40	Żółty	0,038
EDC 780	7F	2,7 (mm)	14 (mm)	80		

W sprzedaży dostępne są również cewniki o innej specyfikacji technicznej.

Wszystkich informacji dotyczących wyrobów oraz sposobu ich zakupu udziela dział handlowy firmy HAGMED.



HAGMED Sp. z o.o. sp. k.

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 32
Tel. 46 814 44 29; Fax. 46 814 48 05
e-mail info@hagmed.com www.hagmed.com

Wydanie: EDC/1/2021/PL